


Контур дыхательные Intersurgical Flextube 15 мм с одним влагосборником

ФСЗ 2009/03551

один влагосборник, 15 мм (для детей), одноразовый, конфигурируемый, 1.6 м

Intersurgical Ltd., Великобритания








Характеристики

Вид	один влагосборник
Диаметр	15 мм (для детей)
Использование	одноразовый
Тип трубки	конфигурируемый
Длина трубки	1.6 м

Дополнительные характеристики

Контур дыхательный Intersurgical Flextube 15 мм с одним влагосборником

Кат. №	Изображение	Описание
4504810		Дыхательный контур Flextube 15 мм • длина 1.6 м • провод нагрева • дополнительный шланг 0.4 м • влагосборник • самозаполняющаяся камера
4504850		Дыхательный контур Flextube 15 мм • длина 1.6 м • провод нагрева • дополнительный шланг 0.4 м • влагосборник
4515850		Дыхательный контур Flextube 15 мм • длина 1.6 м • провод нагрева • дополнительный шланг 0.5 м • влагосборник
4523850		Дыхательный контур Flextube 15 мм • длина 1.6 м • провод нагрева • дополнительный шланг 0.5 м • влагосборник • линия мониторинга
4554850		Дыхательный контур Flextube 15 мм • длина 1.6 м • провод нагрева • дополнительный шланг 0.4 м • влагосборник Для низкого потока газовой смеси

Приспособления для крепления шлангов