


Контур дыхательные Intersurgical Flextube 22 мм без влагосборника

ФСЗ 2009/03551

без влагосборника, 22 мм (для взрослых),
одноразовый, конфигурируемый, 1.6 / 2.0 / 2.4 м

Intersurgical Ltd., Великобритания








Характеристики



Вид	без влагосборника
Диаметр	22 мм (для взрослых)
Использование	одноразовый
Тип трубки	конфигурируемый
Длина трубки	1.6 / 2.0 / 2.4 м

Дополнительные характеристики

Контур дыхательный Intersurgical Flextube 22 мм без влагосборника

Кат. №	Изображение	Описание
Для пассивного увлажнения		
2000000		Дыхательный контур Flextube 22 мм • длина 1.6 м
2200000		Дыхательный контур Flextube 22 мм • длина 1.6 м • с присоединяемым шлангом
2000000S		Дыхательный контур Flextube 22 мм • стерильный • длина 1.6 м
2000100		Дыхательный контур Flextube Silver Knight 22 мм • антимикробный • длина 1.6 м
2002000		Дыхательный контур Flextube 22 мм • длина 1.6 м • с дополнительным шлангом 0.8 м
2004000		Дыхательный контур Flextube 22 мм • длина 1.6 м • с дополнительным шлангом 0.8 м • с Y-образным коннектором с портами 7.6 мм
2006000		Дыхательный контур Flextube 22 мм • длина 2.0 м
2001000		Дыхательный контур Flextube 22 мм • длина 2.4 м

2001000S		Дыхательный контур Flextube 22 мм • стерильный • длина 2.4 м
2003000		Дыхательный контур Flextube 22 мм • длина 2.4 м • с дополнительным шлангом 0.8 м
Для активного увлажнения		
2026000		Дыхательный контур Flextube 22 мм • длина 1.6 м • с дополнительным шлангом 0.5 м • с двумя проводами нагрева
2026310		Дыхательный контур Flextube 22 мм • длина 1.6 м • с дополнительным шлангом 0.5 м • с двумя проводами нагрева • с самозаполняющейся камерой
2026310S		Дыхательный контур Flextube 22 мм • стерильный • длина 1.6 м • с дополнительным шлангом 0.5 м • с двумя проводами нагрева • с самозаполняющейся камерой

2026100		Дыхательный контур Flextube Silver Knight 22 мм • антимикробный • длина 1.6 м • с дополнительным шлангом 0.5 м • с двумя проводами нагрева
2026131		Дыхательный контур Flextube Silver Knight 22 мм • антимикробный • длина 1.6 м • с дополнительным шлангом 0.5 м • с двумя проводами нагрева • с самозаполняющейся камерой

Приспособления для крепления шлангов