

Контурь дыхательные Intersurgical Flextube IPPB для Bird

ФСЗ 2009/03551

IPPB, одноразовый, конфигурируемый, 1.2 м

Intersurgical Ltd., Великобритания





Характеристики

Вид	IPPB
Использование	одноразовый
Тип трубки	конфигурируемый
Длина трубки	1.2 м

Дополнительные характеристики

Контур дыхательный Intersurgical Flextube IPPB для Bird разработаны для применения с аппаратами, создающими перемежающееся положительное давление, для спонтанно дышащих пациентов, для помощи в расширении легких, доставки аэрозоля или вспомогательной вентиляции легких. Эти дыхательные контуры совместимы с наиболее популярными аппаратами в ОРИТ и отделениях физиотерапии.

Кат. №	Изображение
1415000	
1416000	
1415002	

Приспособления для крепления шлангов