


ΦC3 2009/03551




Intersurgical Ltd., Великобритания



Вид	два влагосборника
Диаметр	22 мм (для взрослых)
Использование	одноразовый
Тип трубки	конфигурируемый
Длина трубки	1.6 м

Контур дыхательный Intersurgical Flextube 22 мм для активного увлажнения с

самогерметизирующимися влагосборниками. Эти дыхательные контуры доступны для применения с различными увлажнителями, которые не требуют дыхательного контура с проводом нагрева. Все эти дыхательные контуры включают самогерметизирующийся влагосборник для сбора конденсата. Функция самогерметизации позволяет сливать собранную воду из влагосборника не нарушая поток и давление в контуре.

Кат. №	Изображение	Описание
2009000		Дыхательный контур Flextube 22 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.8 м • Y-образный коннектор • провод нагрева • два влагосборника
2209000		Дыхательный контур Flextube 22 мм • длина 1.6 м • дополнительный шланг 0.8 м • Y-образный коннектор • присоединяемый шланг • два влагосборника
2034000		Дыхательный контур Flextube Silver Knight 22 мм • длина 1.6 м • антимикробный • дополнительный шланг 0.8 м • два влагосборника • для увлажнителей Draeger® Aquapor

Приспособления для крепления шлангов