

Контуры дыхательные Intersurgical nFlow для назального CPAP

ФСЗ 2009/03551

без влагосборника, 10 мм (неонатальный),
одноразовый, 1.6 / 1.8 м

Intersurgical Ltd., Великобритания




Характеристики

Вид	без влагосборника
Диаметр	10 мм (неонатальный)
Использование	одноразовый
Длина трубки	1.6 / 1.8 м

Дополнительные характеристики

Контур дыхательный Intersurgical nFlow для назального CPAP предлагают законченное решение для проведения CPAP у грудных детей, представляя технологию «gas flip», обеспечивая низкую «работу дыхания», как альтернатива CPAP через аппарат ИВЛ. nFlow совместимы со всеми генераторами потока и увлажнителями, обычно применяемыми в ОРИТ для новорожденных.



Кат. №	Описание
4700000	Контур nFlow для CPAP для младенцев • длина 1.6 м • провод нагрева
4700001	Контур nFlow для CPAP для младенцев • длина 1.8 м • провод нагрева
4700016	Контур nFlow для CPAP для младенцев • длина 1.8 м • провод нагрева • съемная линия мониторинга
4708000	Комплект шумопоглощения nFlow
4700011	Подвязки-ремешки nFlow для фиксации генератора на шапочке

Маски, канюли и держатели контура в виде шапочек выпускаются в нескольких размерах и поставляются отдельно, что позволяет экономно и правильно подобрать канюлю или маску и шапочку по размеру.

В Держатели-фиксаторы - шапочки



С Носовые маски



D Носовые канюли



Полный перечень контуров и комплектующих в Каталоге