

Коробка стерилизационная КСКФ-12

ФСЗ 2009/04494

бикс, объем 12 л, с фильтром, металл, размеры □
320×180 мм

Гродторгмаш ОАО, Беларусь



Характеристики

Тип	бикс
Объем бикса	12 л
Фильтр	с фильтром
Материал	металл
Размеры	□320×180 мм

Описание

Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КСКФ-12 предназначены для размещения в них перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов медицинского назначения с целью стерилизации их в паровых медицинских стерилизаторах и доставки к месту использования.

Объем: 12 л (□320×180 мм)
Срок стерильного хранения: 20 суток

- Комплект поставки:**
- коробка КСКФ-12
 - фильтр КСКФ-12 (2 шт.)
 - паспорт
 - упаковка

Модификации стерилизационных коробок КСКФ

Параметр	КСКФ-3	КСКФ-6	КСКФ-9	КСКФ-12	КСКФ-18
Объем	3 л	6 л	9 л	12 л	18 л
Диаметр	170 мм	240 мм	270 мм	320 мм	380 мм
Высота	170 мм	170 мм	180 мм	180 мм	180 мм
Фильтр	110 мм	135 мм	155 мм	175 мм	175 мм
Масса	0.8 кг	1.1 кг	1.5 кг	1.9 кг	2.2 кг
Замки	1 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.

Указания по эксплуатации смотрите в Инструкции на коробки КСКФ