


Коронарный стент Balton ALEX

ФСЗ 2012/11601

баллонорасширяемый, кобальт-хром, сиролимус,
длина 8-40 мм, диаметр 2.00-4.50 мм

Balton Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Раскрытие	баллонорасширяемый
Материал	кобальт-хром
Покрытие	сиролимус
Длина	8-40 мм
Диаметр	2.00-4.50 мм

Дополнительные характеристики

Коронарный стент Balton ALEX – кобальтово-хромовый стент с лекарственным покрытием сиролимус с биodeградируемым полимером на системе доставке Rapid Exchange RX. Слои полимера высвобождают сиролимус в регулируемом по времени процессе биodeградации (продолжающимся около 8 недель), приостанавливая процесс формирования неоинтимы. Стен ALEX имеет низкий DES профиль – .034".

Длина стента: 8-40 мм

Диаметр: 2.00-4.50 мм

Каталог размеров стентов ALEX

Особенности:

- Новая улучшенная система доставки.
- Новаторское покрытие для точной и управляемой доставки лекарственного средства.
- Идеальный для узких и извитых сосудов с труднодоступными поражениями.

Характеристики стентов ALEX:

- материал стента: кобальтово-хромовый сплав L605
- полимер: биodeградируемый
- антипролиферативное средство: сиролимус
- толщина стены стента: 0.07 мм
- видимость в рентгеновских лучах: очень хорошая
- ферромагнетизм: нет
- МРТ: безопасная
- совместимость с проводником: макс. .014"

- совместимость с катетером: 5F (.056")
- радиальная сила: высокая
- легкость продвижения по сосудам: отличная
- сжатый профиль стента: .034"
- диаметр проксимальной части: 1.8F/0.60 мм
- диаметр дистальной части: 2.5F/0.84 мм
- номинальное давление: 8 атм.
- система доставки: Rapid Exchange (длина 140 см)