

Коронарный стент Balton CARLO S

ФСЗ 2012/11601

баллонорасширяемый, сталь, сиролимус, длина 8-40 мм, диаметр 2.25-5.00 мм

Balton Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Раскрытие	баллонорасширяемый
Материал	сталь
Покрытие	сиролимус
Длина	8-40 мм
Диаметр	2.25-5.00 мм

Дополнительные характеристики

Коронарные стенты Balton CARLO S изготовлены из нержавеющей биосовместимой стали высшего качества марки 316L. Уникальная технология покрытия стента позволяет получить самый эластичный слой биodeградируемого полимера, переносчика вещества сиролимус, оказывающего антипролиферативное действие. Слои полимера высвобождают сиролимус в регулируемом по времени процессе их медленной биodeградации (продолжающейся около 8 недель), приостанавливая процесс формирования неоинтимы.

Материал стента: сталь 316LVM

Антипролиферативное средство: сиролимус

Длина: 8-40 мм

Диаметр: 2.25-5.00 мм

Каталог размеров стентов CARLO S

Особенности:

- стенты изготовлены из нержавеющей биосовместимой стали высшего качества марки 316L
- полностью биodeградируемый полимер на стенте
- по истечении времени на стенте не остается остатков ни лекарственного средства, ни полимера

Характеристики стентов CARLO S:

- полимер: биodeградируемый
- толщина стенок стента: 0.12 мм
- видимость в рентгеновских лучах: очень хорошая
- ферромагнетизм: нет
- МРТ: безопасная
- совместимость с проводником: макс. .014"

- совместимость с катетером: 5F (.056")
- радиальная сила: высокая
- легкость продвижения по сосудам: отличная
- сжатый профиль стента: .040"
- диаметр проксимальной части: 2F/0.65 мм
- диаметр дистальной части: 2.7F/0.90 мм
- номинальное давление: 10 атм.
- система доставки: Rapid Exchange (длина 140 см)