

Коронарный стент Balton Chopin 2

РЗН 2016/4535

баллонорасширяемый, сталь, без покрытия, длина 8-40 мм, диаметр 2.25-5.00 мм

Balton Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Раскрытие	баллонорасширяемый
Материал	сталь
Покрытие	без покрытия
Длина	8-40 мм
Диаметр	2.25-5.00 мм

Дополнительные характеристики

Коронарный стент Balton Chopin 2 характеризуется высокой радиальной силой и нулевым сокращением после распрямления. Низкий профиль стента позволяет выполнить его установку в труднодоступных местах. Специальная конструкция стента Chopin 2 обеспечивает его уникальную прочность, а также делает возможным правильную его имплантацию в стенку артерии.

Материал стента: сталь 316LVM

Длина: 8-40 мм

Диаметр: 2.25-5.00 мм

Каталог размеров стентов Chopin 2

Характеристики стентов Chopin 2:

- видимость при флюороскопии: хорошая
- ферромагнетизм: нет
- МРТ: безопасная
- совместимость с проводником: макс. .014"
- совместимость с катетером: 5F (.056")
- радиальная сила: высокая
- легкость продвижения по сосудам: отличная
- сжатый профиль стента: .038" (0.97 мм)
- диаметр проксимальной части: 2F/0.65 мм
- диаметр дистальной части: 2.7F/0.90 мм
- номинальное давление: 10 атм.
- система доставки: Rapid Exchange (длина 140 см)