

Коронарный стент Balton FLEXUS

ФСЗ 2012/11601

баллонорасширяемый, сталь, без покрытия, длина 8-40 мм, диаметр 2.00-4.50 мм

Balton Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Раскрытие	баллонорасширяемый
Материал	сталь
Покрытие	без покрытия
Длина	8-40 мм
Диаметр	2.00-4.50 мм

Дополнительные характеристики

Коронарный стент Balton FLEXUS – стальной коронарный стент повышенной гибкости/

Материал стента: сталь 316LVM

Длина: 8-40 мм

Диаметр: 2.00-4.50 мм

Каталог размеров стентов FLEXUS

Особенности:

- инновационный дизайн стента для его чрезвычайной эластичности и прочности
- предназначен для узких и извитых сосудов
- низкий профиль входа и легкость прохождения по сосудам

Характеристики стентов FLEXUS:

- толщина стены стента: 0.115 мм
- видимость в рентгеновских лучах: очень хорошая
- ферромагнетизм: нет
- МРТ: безопасная
- совместимость с проводником: макс. .014"
- совместимость с катетером: 5F (.056")
- радиальная сила: высокая
- легкость продвижения по сосудам: отличная
- сжатый профиль стента: .036"
- диаметр проксимальной части: 1.8F/0.60 мм
- диаметр дистальной части: 2.5F/0.84 мм

- номинальное давление: 8 атм.
- система доставки: Rapid Exchange (длина 140 см)