

Коронарный стент Balton KOS

РЗН 2016/4535

баллонорасширяемый, кобальт-хром, без покрытия,
длина 8-34 мм, диаметр 2.25-5.00 мм

Balton Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Раскрытие	баллонорасширяемый
Материал	кобальт-хром
Покрытие	без покрытия
Длина	8-34 мм
Диаметр	2.25-5.00 мм

Дополнительные характеристики

Коронарный стент Balton KOS – кобальтово-хромовый стент для коронарной ангиопластики монтируется на баллоне.

Материал стента: кобальтово-хромовый сплав L605

Длина: 8-34 мм

Диаметр: 2.25-5.00 мм

Каталог размеров стентов KOS

Характеристики стентов KOS:

- видимость при флюороскопии: хорошая
- ферромагнетизм: нет
- МРТ: безопасная
- совместимость с проводником: макс. .014"
- совместимость с катетером: 5F (.056")
- радиальная сила: высокая
- легкость продвижения по сосудам: отличная
- сжатый профиль стента: .036"
- диаметр проксимальной части: 2F/0.65 мм
- диаметр дистальной части: 2.7F/0.90 мм
- номинальное давление: 10 атм.
- система доставки: Rapid Exchange (длина 140 см)