

Коронарный стент Balton LUC-Chopin 2

РЗН 2016/4535

баллонорасширяемый, сталь, паклитаксел, длина 8-40 мм, диаметр 2.25-5.00 мм

Balton Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Раскрытие	баллонорасширяемый
Материал	сталь
Покрытие	паклитаксел
Длина	8-40 мм
Диаметр	2.25-5.00 мм

Дополнительные характеристики

Коронарный стент Balton LUC-Chopin 2 – первый польский коронарный стент DES с паклитакселем, был создан в результате многих лет лабораторных и клинических исследований. Слои полимера освобождают паклитаксель в контролируемом по времени процессе их медленной биodeградации (продолжающейся 6 недель), приостанавливающей процесс формирования неоинтимы.

Материал стента: сталь 316L

Антипролиферативное средство: паклитаксель

Длина: 8-40 мм

Диаметр: 2.25-5.00 мм

Каталог размеров стентов LUC-Chopin 2

Характеристики стентов LUC-Chopin 2:

- толщина стены стента: 0.115 мм
- видимость при флюороскопии: хорошая
- ферромагнетизм: нет
- МРТ: безопасная
- проводник: макс. .014" (0.36 мм)
- совместимость с катетером: 5F (.056")
- радиальная сила: высокая
- легкость продвижения по сосудам: отличная
- сжатый профиль стента: .040"
- диаметр проксимальной части: 2.0F/0.65 мм
- диаметр дистальной части: 2.7F/0.90 мм
- номинальное давление: 10 атм.

- длина катетера: 140 см