

Коронарный стент Balton PAXEL

ФСЗ 2012/11601

баллонорасширяемый, кобальт-хром, паклитаксел,
длина 8-40 мм, диаметр 2.00-4.50 мм

Balton Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Раскрытие	баллонорасширяемый
Материал	кобальт-хром
Покрытие	паклитаксел
Длина	8-40 мм
Диаметр	2.00-4.50 мм

Дополнительные характеристики

Коронарный стент Balton PAXEL – кобальтово-хромовый коронарный стент с низким профилем входа (0.34"), выделяющий паклитаксель из биodeградируемого полимера. Уникальная технология покрытия стента позволяет получить суперэластичный слой биodeградируемого полимера, носителя вещества, обладающего антипролиферативным действием. Слои полимера высвобождают паклитаксель в регулируемом по времени процессе их медленной биodeградации (продолжающейся около 8 недель), приостанавливая процесс формирования неоинтимы.

Длина стента: 8-40 мм

Диаметр: 2.00-4.50 мм

Каталог размеров стентов PAXEL

Особенности:

- предназначен для узких и извитых сосудов
- уникальная конструкция стента, обеспечивающая высокую степень гибкость
- легкость продвижения по сосудам

Характеристики стентов PAXEL:

- материал стента: кобальтово-хромовый сплав L605
- полимер: биodeградируемый
- антипролиферативное средство: паклитаксель
- толщина стены стента: 0.07 мм
- видимость в рентгеновских лучах: очень хорошая

- ферромагнетизм: нет
- МРТ: безопасная
- совместимость с проводником: макс. .014"
- совместимость с катетером: 5F (.056")
- радиальная сила: высокая
- легкость продвижения по сосудам: отличная
- сжатый профиль стента: .034"
- диаметр проксимальной части: 1.8F/0.60 мм
- диаметр дистальной части: 2.5F/0.84 мм
- номинальное давление: 8 атм.
- система доставки: Rapid Exchange (длина 140 см)