

Коронарный стент Balton PROLIM

ФСЗ 2012/11601

баллонорасширяемый, сталь, сиролимус, длина 8-40 мм, диаметр 2.00-4.50 мм

Balton Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Раскрытие	баллонорасширяемый
Материал	сталь
Покрытие	сиролимус
Длина	8-40 мм
Диаметр	2.00-4.50 мм

Дополнительные характеристики

Коронарный стент Balton PROLIM – чрезвычайно гибкий стальной стент с паклитакселем, предназначенный для узких и извитых сосудов. Слои полимера высвобождают сиролимус в регулируемом по времени процессе (продолжающимся около 8 недель), приостанавливая процесс формирования неоинтимы.

Материал стента: сталь 316LVM

Антипролиферативное средство: сиролимус

Длина: 8-40 мм

Диаметр: 2.00-4.50 мм

Каталог размеров стентов PROLIM

Особенности:

- идеальный для узких и извитых сосудов с труднодоступными поражениями
- инновационное покрытие для точной и управляемой доставки лекарственного средства
- высокая степень гибкости и клинически доказанное освобождение лекарственного средства
- новая и улучшенная система доставки

Характеристики стентов PROLIM:

- полимер: биodeградируемый
- толщина стены стента: 0.115 мм
- видимость в рентгеновских лучах: очень хорошая
- ферромагнетизм: нет
- МРТ: безопасная
- совместимость с проводником: макс. .014"
- совместимость с катетером: 5F (.056")

- радиальная сила: высокая
- легкость продвижения по сосудам: отличная
- сжатый профиль стента: .038"
- диаметр проксимальной части: 1.8F/0.60 мм
- диаметр дистальной части: 2.5F/0.84 мм
- номинальное давление: 8 атм.
- система доставки: Rapid Exchange (длина 140 см)