

Корректор осанки для детей Белпа-мед 0502

ФСЗ 2011/11121

корсет корректор осанки, для пояснично-грудного
отдела, материал латекс / полиэфир, застежка
контакт, цвет белый / черный

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	корректор осанки
Назначение	для пояснично-грудного отдела
Материал	латекс / полиэфир
Фиксация	застежка контакт
Цвет	белый / черный

Дополнительные характеристики

Предназначен для детей. Разъемная конструкция изделия позволяет индивидуально регулировать высоту спинки и делает ежедневное использование простым и комфортным. Сохраняет физиологический объем движений и не выключает работу мышц спины. Не препятствует нормальному ритму сердца и дыханию. Фиксирует верхний плечевой пояс, осуществляет функциональную коррекцию. Препятствует прогрессированию имеющихся деформаций. Снимает напряжение мышц спины, боль, усталость при длительной статической нагрузке. Сочетая в себе поддержку, эластичность и комфорт, обеспечивает высокую мобильность и безопасность ослабленной спины.