

Корзинка для стерилизации Mahe Medical 90.061

ФСЗ 2008/01626

корзинка, эндоскопический, металл, размеры
(290/460)×76×33 мм / 670×150×77 мм

Mahe medical GmbH, Германия



Характеристики

Тип	корзинка
Формат контейнера	эндоскопический
Материал	металл
Размеры	(290/460)×76×33 мм / 670×150×77 мм

Описание

Корзинки Mahe Medical 90.061 для 1 эндоскопа.

Размеры корзин Mahe Medical 90.061

Каталожный номер	Размеры
90.061.00	290×76×33 мм
90.061.05	460×76×33 мм
90.061.10	670×150×77 мм