


Корзинка для стерилизации Mahe Medical 90.062

ФСЗ 2008/01626

корзинка, эндоскопический, металл, размеры
(290/460)×80×52 мм

Mahe medical GmbH, Германия



Характеристики

Тип	корзинка
Формат контейнера	эндоскопический
Материал	металл
Размеры	(290/460)×80×52 мм

Описание

Корзинки Mahe Medical 90.062 для 2 эндоскопов.

Размеры корзин Mahe Medical 90.062

Каталожный номер	Размеры
90.062.00	290×80×52 мм
90.062.05	460×80×52 мм