


Корзинка для стерилизации Mahe Medical 90.063.00

ФСЗ 2008/01626

корзинка, эндоскопический, металл, размеры
640×150×77 мм

Mahe medical GmbH, Германия



Характеристики

Тип	корзинка
Формат контейнера	эндоскопический
Материал	металл
Размеры	640×150×77 мм

Описание

Корзинки Mahe Medical 90.063.00 для мелких деталей и кабеля холодного освещения с максимальной длиной 4.5 м.

Размеры корзинки: 640×150×77 мм