

Корзинка для удаления инородных тел к гибким эндоскопам К-122

ФСР 2011/10758

захват-корзина, диаметр канала 2.0 мм

Производство точной медицинской техники ООО,
Россия



Характеристики

Вид	захват-корзина
Диаметр канала	2.0 мм

Дополнительные характеристики

Инструменты совместимы с эндоскопическим оборудованием: Olympus, Pentax, Fujinon и аппаратами высокочастотной хирургии.
Длина рабочей части: от 100 мм. до 3500 мм может изменяться по согласованию с заказчиком в соответствии ТУ без изменения стоимости инструмента.