

Косметологический аппарат Pollogen GeneO+

РЗН 2016/4077

воздействие радиочастотное / ультразвуковое /
карбокситерапия, частота 5 - 30 Гц

Pollogen Ltd., Израиль



Характеристики

Воздействие	радиочастотное / ультразвуковое / карбокситерапия
Частота	5 - 30 Гц
Применение	омоложение / подтяжка овала лица
Длительность процедуры	40-60 мин
Размер	380×382×282 мм

Описание

GeneO+ аппаратная платформа для проведения простых, безопасных и комфортных процедур омоложения, оздоровления, осветления и улучшения качества кожи.

Четыре опции в одном аппарате:

RF (TriPollar®) - Ультразвук для увеличения проницаемости кожи и максимально эффективной абсорбции биологически активных веществ. RF лифтинг позволяет добиться видимых результатов без пластических операций.

Оксигенация (OxyGeneo™) - насыщение кожи кислородом помогает улучшить цвет лица и запустить обменные процессы в коже.

Сонофорез (трансдермальная доставка Ultrasound™) - ультразвук для увеличения проницаемости кожи и максимально эффективной абсорбции биологически активных веществ.

NeoMassage - дозированный интенсивный аппаратный массаж, который позволяет эффективно дренировать область проведения процедуры

В ходе процедур Дженео+ на кожу воздействует 6 факторов, их последовательное и совместное влияние имеет синергетический эффект на разные звенья механизма старения.

Главными особенностями GeneO+ являются:

- комфорт процедур;
- отсутствие реабилитационного периода;
- возможность проведения сеансов даже летом;
- процедуру может проводить медицинская сестра по физиотерапии после назначений врача.

Методика идеально подходит при следующих показаниях:

- мелкие морщины;

- расширенные поры;
- тусклый цвет лица;
- поверхностная пигментация;
- мешки под глазами;
- неровная структура кожи.

Преимущества аппарата GeneO плюс:

- сеансы безболезненны;
- можно проводить в любое время года;
- воздействие безопасно при всех фототипах кожи, наличии загара, в любом возрасте пациента;
- нет необходимости в подготовке пациентами к процедурам;
- отсутствует реабилитационный период;
- возможен немедленный результат (процедура класса «Золушка»);
- сочетается с другими процедурами и поддержание пациентов в промежутках между агрессивными процедурами;
- клинически подтвержденные технологии;
- предустановленные параметры для разных типов воздействия;
- аппарат компактный с русифицированным и интуитивно удобным интерфейсом;
- возможно проведение процедурами средним медперсоналом по назначению врача.

Технические характеристики:

- требования электросети: 100-240 В, 50-60 Гц, 600 мА;
- параметры электропотребления: 12 V, постоянный ток, 2 А;
- пользовательский интерфейс: LCD цветной сенсорный экран.