

Кожный антисептик «Антибактериальные влажные салфетки» (с ионами серебра)

СГР RU.77.99.88.002.E.004773.03.15

пропитка бесспиртовая, в упаковке 15 / 50 шт,
обработка рук 1 мин

Бумфа Групп ООО, Россия



Характеристики

Пропитка	бесспиртовая
Состав	хлоргексидина биглюконат
Количество в упаковке	15 / 50 шт
Срок годности	2

Режимы

Обработка рук	1 мин
---------------	-------

Дополнительные характеристики

Антибактериальные влажные салфетки **с ионами серебра** для обработки рук.
Не содержат спирт. На талой ледниковой воде.

Способ применения: открыть клапан на пакете, достать салфетку, закрыть клапан. Протереть кожу кистей рук салфеткой, обращая внимание на тщательность обработки межпальцевых пространств и кончиков пальцев.
Время обработки - не менее 1 минуты.
Закрывайте клапан после каждого использования, чтобы предотвратить высыхание салфеток.