

Кожный антисептик Септарм

RU.77.99.88.002.E.002720.07.21

дезинфицирующее средство, спиртосодержащее,
жидкость, срок годности 5 лет, фасовка: 0.1 л / 0.2 л /
0.5 л / 0.75 л / 1.0 л / 5.0 л

Стеримед ООО, Россия



Общие параметры

Регистрация	дезинфицирующее средство
Средство	спиртосодержащее
Состав	изопропиловый спирт, н-пропиловый спирт, хлоргексидина биглюконат
Форма выпуска	жидкость
Срок годности	5 лет
Фасовка	0.1 л / 0.2 л / 0.5 л / 0.75 л / 1.0 л / 5.0 л

Назначение

Гигиеническая обработка	Да
Обработка рук хирургов	Да
Обработка операционного поля	Да
Обработка инъекционного поля	Да
Обработка локтевых сгибов доноров	Да
Дезинфекция поверхностей	Да
Дезинфекция ИМН и предметов	Да

Дополнительные характеристики

Кожный антисептик Септарм – жидкое спиртовое антисептическое средство. Быстрая дезинфекция от 20 секунд.

Состав: изопропиловый спирт, н-пропиловый спирт, хлоргексидина биглюконат

Форма выпуска: жидкость

Назначение:

- гигиеническая обработка рук (20 сек)
- обработка рук хирургов (2 мин)
- обработка локтевых сгибов доноров (1 мин)
- обработка инъекционного (20 сек) и операционного поля (1 мин)
- обработка ступней ног и внутренней поверхности обуви
- первичное снятие загрязнений
- дезинфекция различных твердых поверхностей

Антимикробная активность

Широкая противовирусная активность, в том числе против всех форм коронавирусов, широкая противобактериальная активность против большинства патогенных и условно-патогенных грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая *M.terrae*, возбудителей ООИ, ВБИ, легионеллез; грибковые инфекции (кандидозы, трихофитии, плесневые грибы).

Фасовка:

- с распылителем 100 мл / 200 мл
- с триггером 500 мл / 750 мл
- еврофлакон 1 л
- канистра 5 л

Антисептик Септарм используется в качестве пропитывающего средства в Дезинфицирующих салфетках Септарм.