

Крафт-бумага Медтест КБ-Стеримаг

РЗН 2019/8832

крафт бумага, в листах / в рулонах, длина 275-2000 мм, ширина 275-2000 мм

Мегатехника ООО, Россия



Характеристики

Вид	крафт бумага
Упаковка	в листах / в рулонах
Длина	275-2000 мм
Ширина	275-2000 мм

Дополнительные характеристики

Крафт-бумага КБ-Стеримаг – упаковочная бумага в листах – проверенный временем и недорогой материал, совместимый с большинством типов стерилизации.

Варианты исполнения:

- **Крафт-бумага КБ-СТЕРИМАГ в листах**
 - ширина:
 - от 275 до 400 мм с шагом 5 мм
 - от 400 до 600 мм с шагом 10 мм
 - от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм
 - длина:
 - от 275 до 400 мм с шагом 5 мм
 - от 400 до 600 мм с шагом 10 мм
 - от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм
- **Крафт-бумага КБ-СТЕРИМАГ в рулонах**
 - ширина:
 - от 275 до 400 мм с шагом 5 мм
 - от 400 до 600 мм с шагом 10 мм
 - от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм
 - длина:
 - от 5 до 25 м с шагом 1 м
 - от 25 до 150 м с шагом 5 м
 - от 150 до 2000 м с шагом 10 м

Методы стерилизации:

- паровая
- воздушная
- этиленоксидная
- пароформалиновая
- радиационная