

Кран инфузионный трехходовой Discofix C

ФСЗ 2007/00003

кран, трехходовой, соединение Луер / Луер-Лок ,
объем заправки 0.3 мл, белый / синий цветовой код,
одноразовое использование, стерильно, в упаковке
100 шт.



B.Braun Melsungen AG, Германия

Характеристики

Вид	кран
Тип крана	трехходовой
Соединение	Луер / Луер-Лок
Объем заправки	0.3 мл
Цветовой код	белый / синий
Одноразовое использование	Да
Стерильно	Да
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Показания:

- внутривенное введение жировых эмульсий;
- анестезия с использованием внутривенного анестетика, например Пропофола;
- химиотерапия с применением цитостатиков;
- иммуносупрессивная терапия с использованием Циклоспорина;
- неврология с применением нейролептиков, например фенитоин натрия.