

Кран инфузионный трехходовой Discofix C с удлинительной линией №16560CSF

ФСЗ 2007/00003

кран, трехходовой, соединение Луер / Луер-Лок ,
объем заправки 5.3 мл, удлинительная линия, синий
цветовой код, одноразовое использование, стерильно,
в упаковке 50 шт.



B.Braun Melsungen AG, Германия

Характеристики

Вид	кран
Тип крана	трехходовой
Соединение	Луер / Луер-Лок
Объем заправки	5.3 мл
Удлинительная линия	Да
Цветовой код	синий
Одноразовое использование	Да
Стерильно	Да
Количество в упаковке	50 шт.

Дополнительные характеристики

Показания:

- внутривенное введение жировых эмульсий;
- анестезия с использованием внутривенного анестетика, например Пропофола;
- химиотерапия с применением цитостатиков;
- иммуносупрессивная терапия с использованием Циклоспорина;
- неврология с применением нейролептиков, например фенитоин натрия.