

Кран инфузионный трехходовой KD-FLEX (исполнения: «стандартный», «устойчивый к жировым имульсиям»)

ФСЗ 2011/11287

кран, многоходовый, кранов - шт., соединение Луер / Луер-Лок , одноразовое использование, стерильно

KD Medical GmbH Hospital Products, Германия



Характеристики

Вид	кран
Тип крана	многоходовый
Количество кранов в блоке	- шт.
Соединение	Луер / Луер-Лок
Одноразовое использование	Да
Стерильно	Да

Дополнительные характеристики

Применение: многоходовые соединения нескольких инфузионных магистралей, систем/

Характеристика

- совместим со всеми инфузионными системами;
- соединение с краном по типу «Луер» и «Луер-Лок»;
- предохранительные колпачки на концах крана;
- надежность соединения обеспечивается винтовой муфтой, перемещаемой по оси;
- малый объем «мёртвого пространства»;
- подвижность в осевом и радиальном направлениях на 360 градусов для безопасной и быстрой стыковки;
- прозрачный корпус крана;
- цветная поворотная лопасть со стрелками, указывающими направление потока;
- стерильно, только для однократного применения;

Транспортная упаковка - 500 штук.

Внутренняя упаковка – 50 штук.

Стерильно.

Срок годности: 5 лет