

Кран трехходовой для инфузии стерильный TRO-VENOFLOW 3

МЗ РФ № 2004/131

кран, трехходовой, одноразовое использование,
стерильно

Troge Medical GmbH, Германия



Характеристики

Вид	кран
Тип крана	трехходовой
Материал	ПВХ медицинский нетоксичный
Одноразовое использование	Да
Стерильно	Да

Дополнительные характеристики

TRO-VENOFLOW 3 – трехходовой кран, стерильный, апирогенный, не токсичный с углом поворота на 360°, позволяет одновременно или раздельно вводить медикаменты, инъекции и другие составы, которые не должны заранее смешиваться друг с другом. Изготавливаются также и с удлинителями различной длины.