


Кран трехходовой для инфузионных/трансфузионных магистралей с/без удлиненной трубкой (линия) GCH 0403

РЗН 2013/485

кран, трехходовой, одноразовое использование, стерильно

Ningbo Greatcare Trading Co. Ltd., Китай



Характеристики

Вид	кран
Тип крана	трехходовой
Материал	ПВХ медицинский нетоксичный
Одноразовое использование	Да
Стерильно	Да

Дополнительные характеристики

TRO-VENOFLOW 3 – трехходовой кран, стерильный, апирогенный, не токсичный с углом поворота на 360°, позволяет одновременно или раздельно вводить медикаменты, инъекции и другие составы, которые не должны заранее смешиваться друг с другом. Изготавливаются также и с удлинителями различной длины.