

Крепированная бумага Медтест МБК-Стеримаг

РЗН 2019/8832

крепированная бумага, в листах, длина 275-2000 мм,
ширина 275-2000 мм

Мегатехника ООО, Россия



Характеристики

Вид	крепированная бумага
Упаковка	в листах
Длина	275-2000 мм
Ширина	275-2000 мм
Размеры	

Дополнительные характеристики

Крепированная бумага МБК-Стеримаг – упаковочная бумага в листах и рулонах из крепированного материала.

Варианты исполнения:

- 1. МБК-СТЕРИМАГ стандарт
- 2. МБК-СТЕРИМАГ усиленный
- 3. МБК-СТЕРИМАГ мягкий
- 4. МБК-СТЕРИМАГ с индикаторами

Размеры:

- **МБК-СТЕРИМАГ в листах**
 - ширина:
 - от 275 до 400 мм с шагом 5 мм
 - от 400 до 600 мм с шагом 10 мм
 - от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм
 - длина:
 - от 275 до 400 мм с шагом 5 мм
 - от 400 до 600 мм с шагом 10 мм
 - от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм

- **МКБ-СТЕРИМАГ в рулонах**

- ширина:

- от 275 до 400 мм с шагом 5 мм
 - от 400 до 600 мм с шагом 10 мм
 - от 600 до 2000 мм с шагом 50 мм

- длина:

- от 5 до 25 м с шагом 1 м
 - от 25 до 150 м с шагом 5 м
 - от 150 до 2000 м с шагом 10 м

Методы стерилизации:

- паровая
- воздушная
- этиленоксидная
- пароформалиновая
- радиационная