

Кресло гинекологическое CHS-SMT204D

ФСЗ 2007/00873

на колесах, привод изменения наклона сидения электромеханический, гинекологическая емкость-чаша, с пультом управления, подушка-подголовник, раскладывается в горизонталь

Choongwae Medical Corporation, Южная Корея



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На колесах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Ширина подушки сидения	650 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	135 кг
Угол фиксации сидения со спинкой	от 0 до 70 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Пульт управления	Да
Подушка-подголовник	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да

Габариты

Длина	1710 мм
Ширина	650 мм
Высота	590 мм

Дополнительные характеристики

Кресло гинекологическое CHS-SMT204D

Особенности:

- наличие выдвижной ножной секции;
- бесшумно работающий электромотор;
- ручной переключатель уровня высоты и наклона стола;
- программирование позиции стола в одно касание;
- держатель дренажной емкости, легко отодвигаемый в сторону при неиспользовании;
- конструкция, устойчивая к дезинфекции и чистке;
- наличие роликов и тормозной системы;
- в экстренных ситуациях данная модель легко трансформируется в акушерский стол.