

Кресло гинекологическое Armed SZ-I

ФСЗ 2010/08652

на опорах, привод изменения наклона сидения
электромеханический, гинекологическая емкость-
чаша, с пультом управления, с поручнями

Kaifat Medical Science & Technical (Ningbo) Co.Ltd.,
Китай



Характеристики

Материал	текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Ширина подушки сидения	550 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	150 кг
Угол фиксации сидения со спинкой	45 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Пульт управления	Да
Поручни	Да
Масса	145 кг

Габариты

Длина	1200 мм
Ширина	550 мм
Высота	450-1200 мм