

Кресло гинекологическое Famed FG-02.1

РЗН 2016/3610

на опорах, привод изменения наклона сидения механический, гинекологическая емкость-чаша, с поручнями, раскладывается в горизонталь

Famed Zywiec Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	механический
Ширина подушки сидения	605 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	175 кг
Угол наклона сидения	от 0 до 30 °
Угол фиксации сидения со спинкой	от 0 до 60 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Поручни	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да

Габариты

Длина	1820 мм
Ширина	605 мм
Высота	795 мм

Дополнительные характеристики

Особенности:

- наклоны секции спины и секции сиденья осуществляется механически, а выдвижная ступень компенсирует невозможность регулировки высоты кресла;
- все секции кресла могут быть приведены в горизонтальное положение, что позволяет проводить на нем небольшие хирургические вмешательства;
- все ножки кресла имеют регулируемые по высоте элементы, что позволяет добиться устойчивого положения кресла даже на неровном полу;
- обивка и все наружные элементы кресла устойчивы к воздействию чистящих и дезинфицирующих средств;
- кресло комплектуется выдвижным гинекологическим лотком из нержавеющей стали, держателем рулона гигиенических простыней, опорами для колен по Геппелю с упорами для стоп и упорами для рук.