

Кресло гинекологическое Famed FG-04.0

РЗН 2015/2839

на колесах, привод изменения наклона сидения электромеханический, гинекологическая емкость-чаша, с пультом управления, с поручнями, раскладывается в горизонталь

Famed Zywiec Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Материал	металл / пластик
На колесах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Ширина подушки спинки	565 мм
Ширина подушки сидения	570 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	200 кг
Угол наклона сидения	от -65 до +5 °
Угол фиксации сидения со спинкой	от -10 до +65 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Пульт управления	Да
Поручни	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да

Габариты

Длина	1740 мм
Ширина	780 мм
Высота	560-1080 мм

Дополнительные характеристики

Особенности:

- современный дизайн и надежное мобильное основание на роликах, оборудованное системой центральной блокировки;
- память на 3 перепрограммируемых положения кресла, что облегчает работу и сокращает время проведения необходимых процедур;
- стандартные опоры для колен по Геппелю и упоры для рук или совмещенные опоры для рук и стоп;
- металлические части кресла из высокоуглеродистой стали и изолированные прочными защитными кожухами из ABS-пластика;
- регулирование высоты сиденья, угла наклона секции спины и сиденья, положений Тренделенбург и Антитренделенбург возможно благодаря трем независимым электромеханическим сервомоторам;
- влагозащищенная ножная педаль;
- широкий выбор цвета обивки, выполненной по бесшовной технологии из высококачественного кожзаменителя;
- рельсы из нержавеющей стали с двух сторон для монтажа необходимого оборудования, принадлежностей и аксессуаров;
- съемный, размещаемый на необходимой высоте под нужным углом наклона лоток из высококачественной шведской нержавеющей стали;
- специализированный закрытый держатель для гигиенических простыней;
- съемная ножная секция позволяет быстро расположить пациента в горизонтальном положении при необходимости срочного проведения хирургического вмешательства.