

Кресло гинекологическое Famed FG-05.0

РЗН 2016/3610

на опорах, привод изменения наклона сидения
пневмопружина, гинекологическая емкость-чаша, с
поручнями

Famed Zywiec Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Материал	металл / пластик
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	пневмопружина
Ширина подушки сидения	560 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	175 кг
Угол фиксации сидения со спинкой	от 0 до 70 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Поручни	Да

Габариты

Длина	1740 мм
Ширина	780 мм
Высота	720-1030 мм

Дополнительные характеристики

Кресло гинекологическое ФГ-05.0

Состоит из двух либо трех секций: спинки, сиденья и съемной секции для ног. Наклон секций или всей койки целиком меняется по технологии пневмопружин. Причем регулировка углов плавная, а не ступенчатая, как в механических системах.

Кресло можно поднимать и опускать по гидравлической технологии. Для сдвигов по высоте предусмотрен ножной насос. Таким образом, функционирование гинекологического кресла FG-05.0 не требует подсоединения

электропитания.

Для сбора жидкости в конструкции есть выдвижной из-под сиденья металлический поддон емкостью 9 литров. Опционально возможно подключение урологического поддона с системой слива.

Особенности:

- в конструкции ножной гидронасос (не электропедаль); электроприводов нет;
- высота сиденья кресла меняется в диапазоне 72-103 см;
- дополнительные принадлежности: ступенька, подлокотники, упоры для стоп, стремена для конечностей, инфузионная стойка;
- бесшовная обивка в нескольких альтернативных цветах из материала, устойчивого к дезинфекции;
- кожухи на металлической раме из ABS-пластика.