

Кресло гинекологическое Famed FG-06.0

РЗН 2016/3610

на опорах, привод изменения наклона сидения
пневмопружина, гинекологическая емкость-чаша, с
поручнями, раскладывается в горизонталь

Famed Zywiec Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Материал	металл / пластик
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	пневмопружина
Ширина подушки сидения	560 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	135 кг
Угол фиксации сидения со спинкой	от 0 до 70 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Поручни	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да

Габариты

Длина	1740 мм
Ширина	780 мм
Высота	720-1030 мм

Дополнительные характеристики

Кресло гинекологическое FG-06.0 – это классическая модель устойчивого гинекологического кресла без регулировки высоты, однако с возможностью регулировки наклонов. Углы меняются и фиксируются системой пневмопружин. Электроэлементы в конструкции отсутствуют.

Ложe смонтировано на металлической раме, скрытой под пластиковыми кожухами. Кресло стационарное, каждая из четырех ножек регулируется по высоте для выравнивания расположения. Ножная секция снимается и может крепиться для хранения на основании кресла под сиденьем. По бокам от сиденья расположены монтажные планки для крепления инструментов и принадлежностей. К креслу выпускается целый ряд опций — ступеньки (в том числе мягкие), стойки, упоры разных типов для конечностей и прочее.

Особенности:

- стальной лоток выдвигается или снимается, можно менять угол его расположения;
- держатель для рулонов расположен с обратной стороны. Можно отматывать длину, закрывающую сиденье, либо полностью накрывать бумагой все ложе;
- ножная секция снимается;
- использована бесшовная обивка;
- опционально гинекологический поддон меняется на урологический;
- держатель кольпоскопа включается в конструкцию опционально.