

Кресло гинекологическое Dixon Grace 8100

ФСР 2011/10927

на колесах, привод изменения наклона сидения электромеханический, гинекологическая емкость-чаша, с пультом управления, с поручнями

DIXION, Россия



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	нержавеющая хромоникелевая сталь / винилискожа
На колесах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Допустимая нагрузка на оборудование	135 кг
Угол фиксации сидения со спинкой	0-76 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Пульт управления	Да
Поручни	Да
Масса	200 кг

Габариты

Длина	1400 мм
Ширина	580 мм
Высота	600 - 960 мм

Дополнительные характеристики

Универсальное электромеханическое кресло Dixon Grace 8100 для проведения обследований в гинекологии и урологии. Удобная конструкция позволяет менять высоту кресел в широком диапазоне. Минимальная высота от пола 60 см, что значительно облегчает процедуру укладки и снятия пациента с кресла. Данное преимущество особенно важно при осмотре беременных женщин и женщин низкого роста. Широкий

диапазон изменения высоты и наклона позволяет врачу установить оптимальную позицию кресла для осмотра пациента.

Прочная конструкция, надежные электропривода с низким уровнем шума. Обшивка кресла изготовлена из бесшовного водонепроницаемого материала устойчивого к чистящим и дезинфицирующим средствам. Колеса большого диаметра позволяют легко передвигать кресло по кабинету. Если необходимо, присоединяется ножная секция и кресло раскладывается в позицию стола.