

Кресло гинекологическое Gynex Professional

ФСЗ 2011/10563

на опорах, привод изменения наклона сидения электромеханический, гинекологическая емкость-чаша, с пультом управления, подушка-подголовник, с поручнями, раскладывается в горизонталь

Euroclinic, Италия



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Допустимая нагрузка на оборудование	180 кг
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Пульт управления	Да
Подушка-подголовник	Да
Поручни	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да

Габариты

Длина	1650 мм
Ширина	770 мм
Высота	570-960 мм

Дополнительные характеристики

Кресло гинекологическое Gynex Professional:

- прочная металлическая конструкция;

- 3 мотора для электромеханического перемещения кресла вверх/вниз, наклона спинки, перемещения ножной секции;
- при движении сиденье автоматически выравнивается со спинкой, оно достаточно широкое и подходит для любых пациентов;
- спинка, сиденье, ножная секция и подлокотники изготовлены из пенопласта анатомической формы с водонепроницаемым, защищенным от пятен, нескользящим, износостойким, антибактериальным покрытием;
- кресло раскладывается в горизонтальное положение;
- поддон для сбора жидкости объемом 2л, расположенный под сиденьем, перемещается по механическим направляющим;
- вращающиеся подлокотники с мягкой набивкой могут быть сняты и заменены на металлические;
- анатомический, регулируемый и съемный подголовник;
- возможность управления креслом с помощью ручного пульта в дополнение к ножной педали.