

Кресло гинекологическое Gynex

ФСЗ 2011/10563

на опорах, привод изменения наклона сидения
электромеханический, гинекологическая емкость-
чаша, с пультом управления, подушка-подголовник, с
поручнями, раскладывается в горизонталь

Euroclinic, Италия



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Допустимая нагрузка на оборудование	200 кг
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Пульт управления	Да
Подушка-подголовник	Да
Поручни	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да

Габариты

Длина	1650 мм
Ширина	570 мм
Высота	570-960 мм

Дополнительные характеристики

Кресло гинекологическое Gynex:

- прочная металлическая конструкция;

- 1 мотор для электромеханического перемещения кресла вверх/вниз; ручная пневморегулировка спинки и ножной секции;
- при движении сиденье автоматически выравнивается со спинкой и подходит для любых пациентов;
- спинка, сиденье, ножная секция и подлокотники изготовлены из пенопласта анатомической формы с водонепроницаемым, защищенным от пятен, нескользящим, износостойким, антибактериальным покрытием;
- кресло раскладывается в горизонтальное положение;
- поддон для сбора жидкости объемом 4л, расположенный под сиденьем, перемещается по механическим направляющим;
- анатомические вращающиеся подлокотники могут быть сняты и заменены на металлические;
- анатомический, регулируемый и съемный подголовник;
- возможность управления креслом с помощью ручного пульта в дополнение к ножной педали.