

Кресло гинекологическое Диакомс КГ-04

ФСР 2010/08777

на опорах, привод изменения наклона сидения
пневмопружина, гинекологическая емкость-чаша,
раскладывается в горизонталь

Диакомс ООО, Россия



Характеристики

Материал	текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	пневмопружина
Ширина подушки спинки	600 мм
Ширина подушки сидения	600 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	120 кг
Угол наклона сидения	от 0, 20, 45, 70 °
Угол фиксации сидения со спинкой	от 0 до 30 °
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да
Масса	30 кг

Габариты

Длина	1290 мм
Ширина	700 мм
Высота	900 мм

Дополнительные характеристики

Основные преимущества гинекологического кресла КГ-04-«Диакомс»

- эргономичность: регулировка спинной секции и сидения осуществляется независимыми механизмами ROSTOMAT;
- максимальный комфорт: мягкая обивка вызывает приятные тактильные ощущения, не провоцирует раздражение холодом. Упругий наполнитель обеспечивает хорошую поддержку разных отделов тела пациента;
- присутствие складывающейся ступеньки позволяет без труда пользоваться креслом людям разного роста;
- гинекологический тазик для слива биологических жидкостей и сбора лекарственных препаратов входит в комплект поставки.
- прочность: каркас выполнен из стальной профильной трубы квадратного сечения;
- неприхотливость в уходе: обивка из винилискожи изготовлена по бесшовной технологии, а стальные детали покрыты полимерно-порошковым составом, что существенно упрощает и делает безопасной дезинфекцию и влажную уборку.