

Кресло гинекологическое КГ-06.П1 Горское

ФСР 2012/13573

на опорах, привод изменения наклона сидения
электромеханический, гинекологическая емкость-
чаша, с поручнями, раскладывается в горизонталь

Горское ООО, Россия



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Допустимая нагрузка на оборудование	180 кг
Угол наклона сидения	от -10 до 30 °
Угол фиксации сидения со спинкой	от 0 до 70 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Поручни	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да
Масса	45 кг

Габариты

Длина	1450 мм
Ширина	1000 мм
Высота	930 мм

Дополнительные характеристики

Кресло гинекологическое КГ-06.П1-«Горское»

- каркас кресла металлический, окрашен полимерно-порошковым покрытием белого цвета;

- привод закрыт защитными металлическими панелями с эпоксиполимерным покрытием в цвет каркаса;
- мягкие элементы кресла выполнены из пенополиуретана толщиной 40 мм и обтянуты искусственной кожей по бесшовной технологии, устойчивой к многократным санитарным обработкам и УФ-излучению;
- кресло оборудовано одним электроприводом, с помощью которого регулируется угол наклона сидения;
- регулировка спинной секции производится с помощью пневнoprужины.