

Кресло гинекологическое КГ-2 ДЗМО

ФСР 2012/13382

на опорах, привод изменения наклона сидения механический, гинекологическая емкость-чаша, с поручнями, раскладывается в горизонталь

ДЗМО АО, Россия



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	механический
Ширина подушки сидения	655 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	170 кг
Угол наклона сидения	от 0 до 14 °
Угол фиксации сидения со спинкой	от 0 до 45 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Поручни	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да
Масса	43 кг

Габариты

Длина	1366 мм
Ширина	590 мм
Высота	915 мм

Дополнительные характеристики

Кресло гинекологическое КГ-2

Описание:

- кресло предназначено для размещения женщин при гинекологических обследованиях, проведении различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах;
- конструкция кресла: разборная;
- высота сиденья: фиксированная, нерегулируемая;
- изменение угла наклона спинки и сиденья осуществляется с помощью механизмов «Растомат»;
- мягкие части выполнены из литого пенополиуретана толщиной 50 мм и обтянуты винилискожей по бесшовной технологии;
- для трансформации кресла в кушетку, на оси под сиденьем устанавливается секция ножная;
- подставка для ног надежно закреплена на каркасе основания. При необходимости откидывается;
- кресло установлено на 2 опорных ножках с пластиковыми заглушками и 2 регулируемых опорах.