

Кресло гинекологическое КГ-3Э ДЗМО

ФСР 2008/02909

на колесах, привод изменения наклона сидения электромеханический, гинекологическая емкость-чаша, с пультом управления, с поручнями, раскладывается в горизонталь

ДЗМО АО, Россия



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На колесах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Ширина подушки сидения	500 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	170 кг
Угол наклона сидения	от 0 до +20 °
Угол фиксации сидения со спинкой	от -10 до +70 °
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Пульт управления	Да
Поручни	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да
Масса	120 кг

Габариты

Длина	1680 мм
Ширина	500 мм
Высота	710-1010 мм