

Кресло гинекологическое КГ-3М ДЗМО

ФСР 2010/07066

на колесах, на опорах, привод изменения наклона сидения пневмопружина, гинекологическая емкость-чаша, с поручнями, раскладывается в горизонталь

ДЗМО АО, Россия



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На колесах	Да
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	пневмопружина
Ширина подушки сидения	500 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	180 кг
Угол наклона сидения	от 0 до 20 °
Угол фиксации сидения со спинкой	от 20 до 100 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Поручни	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да
Масса	44 кг

Габариты

Длина	1265 мм
Ширина	500 мм
Высота	900-1650 мм

Дополнительные характеристики

Кресло гинекологическое с ручным приводом КГ-3М:

- кресло предназначено для размещения женщин при гинекологических обследованиях, проведении различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах;
- конструкция кресла: неразборная;
- высота сиденья: фиксированная, нерегулируемая;
- изменение угла наклона спинки и сиденья осуществляется с помощью газовых пружин.
- наличие положения «Тренделенбург»;
- мягкие части выполнены из литого пенополиуретана толщиной 40 мм и обтянуты винилискожей по бесшовной технологии;
- подушка сиденья съёмная;
- подставка для ног надёжно закреплена на каркасе основания. При необходимости, откидывается;
- кресло установлено на 2 колесах и 2 опорах (1 - регулируемая).