

Кресло гинекологическое КГ-МСК-3415

ФСР 2008/02743

на опорах, привод изменения наклона сидения
электромеханический, гинекологическая емкость-
чаша, с пультом управления, с поручнями,
раскладывается в горизонталь



Медстальконструкция ООО, Россия

Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Ширина подушки сидения	830 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	120 кг
Угол наклона сидения	от 0 до 15 °
Угол фиксации сидения со спинкой	от 0 до 60 °
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Пульт управления	Да
Поручни	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да
Масса	85 кг

Габариты

Длина	1120 мм
Ширина	830 мм
Высота	480-900 мм