

Кресло гинекологическое КГ-МСК-410

ФСР 2008/02743

на опорах, привод изменения наклона сидения механический, гинекологическая емкость-чаша, с поручнями, раскладывается в горизонталь

Медстальконструкция ООО, Россия



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	винилискожа
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	механический
Ширина подушки сидения	830 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	120 кг
Угол наклона сидения	от 0 до 15 °
Угол фиксации сидения со спинкой	от 0 до 60 °
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Поручни	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да
Масса	50 кг

Габариты

Длина	1250 мм
Ширина	830 мм
Высота	480-900 мм