

Кресло гинекологическое Медин КГМ-1

РЗН 2013/1368

на колесах, привод изменения наклона сидения электромеханический, гинекологическая емкость-чаша, с пультом управления, подушка-подголовник, с поручнями

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	нержавеющая хромоникелевая сталь / винилискожа
На колесах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Ширина подушки спинки	620 мм
Ширина подушки сидения	620 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	140 кг
Угол наклона сидения	-5°-19 °
Угол фиксации сидения со спинкой	130 °
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Пульт управления	Да
Подушка-подголовник	Да
Поручни	Да
Масса	115 кг

Габариты

Высота	740 мм
--------	--------

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 301.100. Напряжение питания электроприводов 24 В, напряжение питания кресла 220В, 50 Гц, максимальная потребляемая мощность 200 Вт. Комплект поставки: гинекологическая емкость-чаша с выдвижным держателем 1 шт., ногодержатель Гёпеля с радиальным зажимом - пара, подголовник мягкий 1 шт., поручни для пациента - пара, педальный блок управления -1 шт. Держатель рулона бумажных полотенец 1 шт. Дополнительно: подставка-ступеньки (опция).