

Кресло гинекологическое Медин КГМ-2

РЗН 2013/1368

на опорах, привод изменения наклона сидения
электромеханический, гинекологическая емкость-
чаша, подушка-подголовник, с поручнями

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	нержавеющая хромоникелевая сталь / винилискожа
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Ширина подушки спинки	565 мм
Ширина подушки сидения	620 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	140 кг
Угол наклона сидения	+ 20°/- 10 °
Тренделенбург/антиТренделенбург	Да
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Подушка-подголовник	Да
Поручни	Да
Масса	85 кг

Габариты

Длина	1420 мм
Ширина	700 мм
Высота	1630 мм

Дополнительные характеристики

Каталожный №: 301.102. Универсальное гинекологическое кресло для проведения осмотров, малых гинекологических операций и манипуляций. В комплекте съемная гинекологическая емкость из нержавеющей стали; ногодержатели эргономичные, бесшовные, конструкция и материал не допускает соскальзывание ног пациента. Возможна регулировка положения ногодержателей по высоте и по углу поворота. Высота сиденья кресла от поверхности пола 900 мм, высота сиденья кресла от поверхности площадки-ступеньки, не более 615 мм, угол наклона спинки кресла относительно сиденья 120°...180°, длина панели кресла в разложенном положении, не менее 1370 мм. Объем ёмкости из нержавеющей стали 2,6 л.