

Кресло гинекологическое Медин КГМ-2П

РЗН 2013/1368

на колесах, привод изменения наклона сидения электромеханический, гинекологическая емкость-чаша, подушка-подголовник, с поручнями

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	нержавеющая хромоникелевая сталь / винилискожа
На колесах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Ширина подушки спинки	565 мм
Ширина подушки сидения	620 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	140 кг
Угол наклона сидения	-5°-19 °
Угол фиксации сидения со спинкой	130 °
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Подушка-подголовник	Да
Поручни	Да
Масса	115 кг

Габариты

Высота	660 - 990 мм
--------	--------------

Дополнительные характеристики

Гинекологическое кресло КГМ-2П предназначено для проведения гинекологических и урологических осмотров и манипуляций. Это оптимальный вариант для оснащения поликлиник, женских консультаций и отделений больниц. Каталожный №: 301.300.Комплект поставки гинекологическая емкость-чаша с выдвижным держателем 1 шт., ногодержатель Гёпеля с радиальным зажимом - пара. подголовник мягкий 1 шт., поручни

для пациента - пара, педальный блок управления 1 шт., держатель рулона бумажных полотенец 1 шт. Дополнительно ножная секция (опция), подставка-ступеньки (опция). Привод подъема-опускания кресла электромеханический. Диапазон регулировки высоты кресла 690-990 мм. Напряжение питания электроприводом 24 В. Напряжение питания кресла 220В, 50 Гц. Максимальная потребляемая мощность 200 Вт.