

Кресло гинекологическое Медин КГМ-ЗП

РЗН 2013/1368

на колесах, привод изменения наклона сидения электромеханический, гинекологическая емкость-чаша, с пультом управления, подушка-подголовник, раскладывается в горизонталь



Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь

Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	нержавеющая хромоникелевая сталь / винилискожа
На колесах	Да
Привод изменения наклона сидения	электромеханический
Ширина подушки спинки	620 мм
Ширина подушки сидения	620 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	140 кг
Гинекологическая емкость-чаша	Да
Ногодержатели	Да
Пульт управления	Да
Подушка-подголовник	Да
Функция раскладывания в горизонталь	Да
Масса	130 кг

Габариты

Длина	1390 мм
-------	---------

Дополнительные характеристики

Предназначено для проведения осмотров, манипуляций, малых и больших гинекологических операций. Благодаря функции раскладывания в горизонталь панели кресла и возможности присоединения ножной секции данная модель может использоваться для операций, требующих спинального положения. Гинекологическое кресло КГМ-ЗП имеет ножной пульт для управления основными движениями, удобно как для работы врача, так и для позиционирования пациента. Для удобства перемещения кресло обеспечено двумя встроенными

колесами. Конструктивные особенности: изменение высоты кресла и положений пациента осуществляется при помощи трех независимых электроприводов западноевропейского производства; бесступенчатое регулирование положения спинки и сидения по углу; металлические детали навесных приспособлений кресла выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали; съемные поручни для пациента, могут свободно перемещаться по направляющим и надежно фиксироваться в рабочем положении; съемная гинекологическая емкость-чаша может свободно перемещаться по направляющим и фиксироваться в требуемом положении. Комплект поставки: педальный блок управления - 1 шт.; гинекологическая емкость-чаша с выдвижным держателем - 1 шт., ногодержатель Гёпеля с радиальным зажимом - пара; подголовник мягкий - 1 шт.; поручни для пациента - пара; держатель рулона бумажных полотенец - 1 шт.; Дополнительно: 1. ножная секция (опция); 2. подставка-ступеньки (опция).