

Кресло гинекологическое Медин КГМ-4

РЗН 2013/1368

на опорах, привод изменения наклона сидения
пневмопружина, раскладывается в горизонталь

Мединдустрия Сервис ООО, Беларусь



Характеристики

Материал	металл / текстиль
Характеристика материала	нержавеющая хромоникелевая сталь / винилискожа
На опорах	Да
Привод изменения наклона сидения	пневмопружина
Ширина подушки спинки	565 мм
Ширина подушки сидения	620 мм
Допустимая нагрузка на оборудование	140 кг
Угол наклона сидения	-20-+20 °
Функция раскладывания в горизонталь	Да

Габариты

Длина	1370 мм
-------	---------

Дополнительные характеристики

Кресло имеет комфортное ложе для пациентов и удобную откидную ступеньку. Функция раскладывания в горизонталь панели кресла, позволяют использовать данную модель для проведения операций, требующих спинального положения пациента. Цвет обивочного материала может быть выбран по желанию заказчика с учетом цветовой карты предприятия. Конструктивные особенности: несущие элементы кресла выполнены из стального профиля с высококачественным полимерным покрытием; основание кресла имеет 2 статичные опоры, регулируемые по высоте, и 2 колесные опоры для удобства перемещения в пределах кабинета; съемная гинекологическая емкость из нержавеющей стали; ногодержатели эргономичные, бесшовные из пенополиуретана. Конструкция и материал не допускает соскальзывание ног пациента; возможность регулировки положения ногодержателей по высоте и по углу поворота; обивочный материал подушек кресла - винилискожа. Комплект поставки: кабель заземления - 1шт., ногодержатель - 2шт., емкость с держателем - 1шт., подушка-подголовник - 1шт., упоры для руки - пара. Дополнительно (по индивидуальному заказу) поставляется система обогрева пациента на гелевой пластине (эластичном матрасе) «Рамонак-03». Каталожный №: 301.500.